

## Sa-Va -KAASUNOTTOVENTTIILIT

**Sa-Va** kaasunottoventtiileiden suunnittelussa ja valmistuksessa on otettu huomioon asennusliikkeiden ja sairaalan teknisen henkilökunnan toiveet.

Venttiileiden mekanismeissa käytetään kestäviä ja laadukkaita materiaaleja, joten niiden toimintavarmuus on korkea ja ne kestävät vuosikautia.

Lopputuloksena on laadukas ja kestävä kaasunottoventtiili, jossa on otettu huomioon:

- \* helppo ja nopea asennus
- \* vähäinen varaosatarve
- \* yksinkertaiset huoltotoimenpiteet



"räjäytyskuva" uppomalli

Sa-Va -kaasunottoventtiilit sopivat kaikkiin käytävissä oleviin potilaskouruihin. Kaasunottoventtiilin antama virtaus on suhteessa kaasuverkoston paineeseen. Hapella paineen ollessa suositus käyttöpaineessa 4 baria, 110 l/min sallitulla 0,15 baarin painehäviöllä.

Sa-Va -kaasunottoventtiilit ovat luotettavia kotimaista valmistetta. Mekanismit kestävät vuosikautia ja niillä on kahden vuoden takuu. Sa-Va -kaasunottoventtiileitä on käytössä laajalti Suomen sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.



Sa-Va kaasunottoventtiilit täyttävät EN-SFS 737-1 standardin; sairaalakaasuvarusteille asetetut uudet merkintä- ja mitoitusvaatimukset.

Pinta-, uppo- tai holkkimallin kaasunottoventtiilit ovat kaikilta muilta osin samanlaisia, vain muoviosat ovat erilaisia, jolloin toiminnan kannalta tärkeät varaosat ovat yhteneväisiä mallista riippumatta.



## PIKASULKUKOTELOT

Sairaalan kaikille osastoille on asennettava oma pikasulkukotelo, niin leikkaussaleihin, tehohoito-osastoille kuin vuodeosastoillekin. Ne ne sijoitetaan aina osaston käytävälle.

Turvallisuus- ja käyttöteknisistä syistä kaasunjakelujärjestelmään on aina asennettava sulkuventtiilit helposti tavoitettavaan paikkaan.

Sulkuventtileissä on oltava selvästi merkittynä kaasulajit ja kerros, osasto tai huone, jonka kaasunsyöttö on suljettavissa



Pikasulkukoteloita on satavissa 1 - 5 kaasulle.

Pikasulkukotelot on varustettu sulkuventtiilein painanturein ja uusien määräysten mukaisella varasyöttö mahdollisuudella.

### Sa-Va -kaasunottoventtileiden mallit:



**Pintamalli**



**Holkkimalli**



**Uppomalli**



Sa-Va/Sairaalarävaruste Oy  
Karvaamokuja 4  
00380 HELSINKI

Kotisivut: [www.sa-va.fi](http://www.sa-va.fi)  
E-mail: [info@sa-vasairaalarävaruste.fi](mailto:info@sa-vasairaalarävaruste.fi)  
Puh. 09-5617 120  
Fax. 09-7001 7183